

Integração novigest funciona da seguinte forma:

- 1) Selecionar MyRaylrys no tipo de integração.
- 2) Selecionar o executável NNTBridge na pasta c:\NNTBridge.exe

NO NOVIGEST usar o parametro 3d para abrir com a opcao /OPENPATIENT que permite não abrir diretamente no 2D

NOTAS:

TEM DE ESTAR A ABRIR COMO COM PRIVILEGIOS DE ADMINISTRADOR

NOTAS 2:

Além do 3d existem 2 parametros "L=" para definir uma letra antes do código e "T=" para definir o tamanho do código

Os parametros devem ser separados com barras / ex: 3d/L=P/T=7