

NO NOVIGEST:

Executável: Programas ou Programas (x86)/Duer/DBSWIN/bin/DBSWIN.exe

Dir. Base: C:\NoviGest\imgs

Integração: Vista Scan

NO DBSWIN:

- ir a OPÇÕES / VISUALIZA CONFIGURAÇÃO / CONFIGURAÇÃO
- MÓDULOS
- PACIENTE:
  - duplo click e selecionar "importar doente"
  - ir ao símbolo "pasta" e definir o caminho até C:\NoviGest\imgs\novigestpatient.txt