

Integração é feita colocando:

Aplicação --> C:\JULIEW\MJ32.exe

Parametro --> C

(Local onde está a BD)

É necessário executar o NoviGest com java de 32bits por causa da dll que é carregada pelo QuickVision

+++

Para começar com BD vazia

Em C:\JULIEW

Renomear diretórios:

C:\JULIEW\datas ----> C:\JULIEW\datas.1

C:\JULIEW\XRAY ----> C:\JULIEW\XRAY.1

Criar novos diretórios com nomes originais (mas vazios of course)

Ao chamar pela 1ra vez o MJ32 ele propõe-se a criar o ficheiro de BD inicial

java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\NoviGest\dlllib\novigestquickvision.dll: Não foi possível iniciar a aplicação porque a configuração lado-a-lado está incorreta. Consulte o registo de eventos da aplicação ou utilize a ferramenta de linha de comandos sxstrace.exe para obter mais detalhes

Foi necessário instalar:

\\tactisserver\partilha\DESENVOLVIMENTO\RADIOLOGIA\QUICKVISION\vcredist_2008\vcredist_x86.exe