

Configuração no NoviGest:

Aplicações clínicas externas			
Executável App1	C:\Program Files (x86)\Carestream\Dental Imaging Software\TW.exe	...	Parâmetro
Dir. Base	\\gs-server\ng_kodak	...	Integração Trophy
Executável App2	C:\Program Files\Sirona\SIDEXIS4\Sidexis4.exe	...	Parâmetro GABINETE9
Dir. Base	C:\NoviGest\imgs	...	Integração Sidexis
Executável App3		...	Parâmetro
Dir. Base	C:\Users\ASSIST~1\AppData\Local\Temp	...	Integração Outra
Executável App4		...	Parâmetro
Dir. Base	C:\Users\ASSIST~1\AppData\Local\Temp	...	Integração Outra

Visualizador de imagens

- PARÂMETRO = é o nome do posto em questão

Configuração no Sidexis:

- A senha é a data ao contrário, ou seja: dia 01-28 = 1082
- Selecionar as opções conforme a imagem e alterar o arquivo de caixa de correio (SLIDA) para – **C:\NoviGest\imgs\sidexis.sdx**

SIDEXIS “ANTIGO”

Service

☐ Intra-oral
Placa de instalação (XIO) presente Configurar...

☐ Panorâmica
Placa de instalação (XDP) presente Configurar...

☐ Vídeo
SIRIOCAM existente ☒ NTSC ☐ PAL ☐ Vídeo padrão para placa Windows
☐ Ótica - 0o existente ☒ NTSC ☐ PAL

☐ Impressora
Impressora de vídeo analógica Configurar...
(Uma impressora Windows instalada é indicada automaticamente pelo programa.)

☒ Arquivo de mensagem de erro
Levar Nome do arquivo com caminho: C:\Sidexis\sidexis.log
☐ Visualizar detalhes

Base de dados
Caminho para dados de imagem G:\PDATA Relocar...
☒ Capacidade multi-estação Nome do computador: LABORATORIO-PC Multi-estação...
☒ Outros parceiros de comunicação Parceiros...

Aceitar Cancelar

Outros parceiros de comunicação tem de ter o check e depois tem de se ir a “multi-estação” e fazer como está nos prints do sidexis 4

SIDEXIS 4 (SUPERDENTE)

