

Manual de integração WillMaster HXD:

USADO NA CLINICA PCMFG

Integração vai criar um ficheiro ini no dir.base e abrir o willmaster. Após abrir o willmaster vai ser necessário o cliente clicar em PROCURAR no canto inferior esquerdo e depois clicar duas vezes no paciente que acabou de aparecer na lista para o importar.

Exec: %PASTAWILLMASTER%\Will-master.exe

Dir.Base: Pasta DICOM do Willmaster, de uma forma comum especificada em
%PASTAWILLMASTER%\Argument.ini como "WORK DIR"

Parâm: vazio

Integ.: WillMaster