



**POSTO NOVIGEST  
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO  
AMBIENTE WINDOWS**

**VERSÃO 1**

## HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
28-05-2018	0.1	Versão 1	Francisco Jesus
	0.2	Versão 2	Américo Oliveira
18-12-2018	0.3	Versao 3	Fábio Abreu

## ACRÓNIMOS, TERMOS E DEFINIÇÕES

Sigla	Definição
Operador	Pessoa encarregue da instalação do posto Novigest

## ÍNDICE

1.	Introdução	4
1.1	Objetivos	4
1.2	Enquadramento	4
1.3	Instalação	4
1.4	Configuração	Error! Bookmark not defined.
2.	Programas a instalar	5
2.1	Arquitetura do computador	Error! Bookmark not defined.
2.2	Descrição dos programas	Error! Bookmark not defined.
2.2.1	Java	Error! Bookmark not defined.
2.2.2	Excel viewer	Error! Bookmark not defined.
2.2.3	Cartão do cidadão	Error! Bookmark not defined.
2.2.4	Noviposto	5
2.3	Instalação dos programas	Error! Bookmark not defined.
3.	Confirmar a instalação	Error! Bookmark not defined.
3.1	Verificar o java	Error! Bookmark not defined.
3.2	Verificar o cartão do cidadão	Error! Bookmark not defined.
3.3	Configuração base do posto	Error! Bookmark not defined.
3.4	Verificar o NoviGest	Error! Bookmark not defined.
3.5	Configurações específicas do posto NoviGest	Error! Bookmark not defined.

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1 OBJETIVOS

O presente documento pretende servir de guia a um operador que necessite de instalar e configurar um posto de trabalho Novigest.

### 1.2 ENQUADRAMENTO

Parte-se do princípio que o operador é detentor das noções básicas relativas a instalação de software e utilização de linhas de comandos em ambiente Windows.

### 1.3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Este documento irá guiar o operador na instalação e configuração do software NoviPem, neste caso o posto e servidor.

## 2. PROGRAMAS A INSTALAR

Neste caso iremos partir do princípio que o NoviGest já foi instalado e configurado, e por isso alguns dos programas base para o funcionamento do NoviPem já se encontram instalados.

O operador deverá criar, no computador do cliente, uma pasta com designação **TACTIS** e onde deverão ser colocados todos os programas necessários à instalação. Os dados necessários estão disponíveis em **\\192.168.70.70\HELPDESK\INSTALADORES**

### 2.1.1 NOVIPem POSTO

Os programas necessários para o posto NoviPem deverão ser colocados em **C:\tactis\ng\_posto**, o programa que será utilizado neste caso é o **NoviPem.msi**, este instalador cria os diretórios e ficheiros base para a posterior configuração do posto.

### 2.1.2 NOVIPem SERVER

Os programas necessários para o server NoviPem deverão ser colocados em **C:\tactis\ng\_server**, o programa que será utilizado neste caso é o **NoviPemServer.msi**, este instalador cria os diretórios e ficheiros base para a posterior configuração do servidor.

### 3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOVIPEM

#### 3.1 CONFIGURAÇÃO BASE

A instalação do **NoviPemServer.msi** é tão simples como clicar nos botões NEXT que vão aparecendo, após isso, devemos fazer o mesmo para o **NoviPem.msi** (posto)

Após isso um conjunto de pastas/ficheiros vai aparecer em **C:\NoviPem**. Para continuar a configuração devemos aceder a [\\192.168.70.70\VERSOES\NOVIPEM](http://192.168.70.70\VERSOES\NOVIPEM) e abrir a pasta com a versão mais recente. Após isso devemos copiar os conteúdos da pasta **srvlib** para a pasta com o mesmo nome em **C:\NoviPem**. Isto é idêntico ao código base do NoviGest.

De seguida, devemos aceder a **C:\NoviPem\daemon** e executar o **installservice.bat**, sem esquecer de confirmar os vários diretórios e portas configuradas no mesmo, por exemplo, caso as configurações do postgres tenham sido diferentes das sugeridas.

Após instalar o serviço, o mesmo deverá aparecer em services.msc como NoviPemServer, devemos iniciá-lo e deixá-lo a ser iniciado automaticamente.

#### 3.2 CONFIGURAÇÃO AVANÇADA

Para já as configurações que fizemos são muito parecidas com as do NoviServer. No entanto chega agora a parte que difere. O NoviPem é um software que serve para gerar receitas médicas, por isso necessita de uma base de dados específica, essa é gerada diariamente por meio de um script num computador específico. Para esta próxima fase vamos necessitar de ir buscar essa base de dados. Para isso devemos aceder a um ambiente de trabalho remoto no IP **192.168.70.51**. Após conexão devemos dirigir-nos a **C:\Auto\_updates\_server\infarmeds\dumps\2018** (dentro do PC remoto) e copiar uma das versões mais recentes para a pasta **C:\NoviPem\utils** (dentro do PC onde está a ser feita a instalação). Estando a cópia concluída devemos renomear o ficheiro copiado para **infarmed.sql**. Podemos agora correr o **confstart.bat** (como no caso do installservice.bat devemos editá-lo caso necessário) e serão criadas bases de dados para o funcionamento do NoviPem. Vão surgir 3 pedidos de password, o primeiro sendo do utilizador postgres e os outros dois do utilizador dap. Após isto já podemos correr o **novigestpemconfig.jar**

e configurar a localização do servidor, neste caso o servidor e o posto estão na mesma máquina, por isso o local do servidor é <http://localhost:10101/NoviPem/>, após estas configurações podemos abrir o **novigestpembootstrap.jar**. Se tudo tiver sido bem configurado o NoviPem deverá abrir e pedir um login e password. Após entrar com um login válido deverá aparecer um aviso que o NoviPem não está ativado, para o ativar devemos dirigir-nos a configuração, onde vários dados serão pedidos, os dados dependem do cliente onde está a ser instalado o NoviPem, e podem ser consultados em [\\\\192.168.70.70\\ACSS\\instalacoes\\_tactis\\instalacao\\_detalhes.xlsx](\\\\192.168.70.70\\ACSS\\instalacoes_tactis\\instalacao_detalhes.xlsx).